



EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

BANHO MARIA



BANHO DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO CELM

Dimensões aproximadas:

Altura: 25cm

Profundidade: 37cm

Largura: 36cm

Capacidade 48 tubos

Cuba de inox com capacidade de 9 litros

Alimentação: 127V ou 220V (não selecionável, escolha da tensão na hora da compra)

Potência: 300 Watts

Resistência blindada em aço inox de 250Watts

Consumo aproximado: 0,150 KW/h

Tempo de estabilização da temperatura de 20°C a 37°C: 20 minutos (aproximado, dependendo da temperatura ambiente)

Timer: timer regressivo, programável de 1 a 60 minutos com sonorização de final de tempo.

Display de cristal liquido azul e caracteres branco, facilitando visualização


Bomba de circulação

Controle de temperatura digital micro processado com sensor de precisão de 0,1°C

Faixa de trabalho da temperatura ambiente até 70 °C



www.celm.com.br
Al. Amazonas, 764 - Alphaville, Barueri -SP



vendas@celm.com.br
(11) 4326-4490 - (11) 4326-4493